

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



FRASCO PARA MOINHO DE BOLAS DE ROLOS

Jarra de moinho de rolos em aço inoxidável

A jarra de moinho de rolos de aço inoxidável moe metais e não metais. Modelos a vácuo personalizáveis.



<https://www.labballmill.com/pt/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/stainless-steel-roll-mill-jar.html>



Generated at 2026-07-28 15:35:27



Visão geral do produto



A jarra de moinho de rolos de aço inoxidável moe metais e não metais. Modelos a vácuo personalizáveis.








Introdução do produto

O jarro de moagem de rolo de aço inoxidável é um jarro de moinho de bolas amplamente utilizado e é um jarro de moagem comumente usado para moer materiais metálicos e materiais não metálicos. Diferentes modelos de tanques de vácuo também podem ser personalizados de acordo com as necessidades do cliente.






Parâmetros técnicos

modelo	Diâmetro externo (mm)	Diâmetro interno (mm)	Altura incluindo tampa (mm)
500ml	F88	F82	144
1000ml	F106	Φ100	172
2000ml	F131	F124	206
3000ml	F158	F152	217
5000ml	F178	F172	269
10L	Φ243	Φ233	307
15L	F271	Φ263	347

Características do produto



Acessórios e personalização

Acessórios

Jarras de moagem, elementos de aquecimento, suportes de amostras, módulos de controle e outros acessórios compatíveis podem ser selecionados de acordo com a configuração do produto.

Personalização

Para requisitos de tensão, capacidade, tamanho da câmara, temperatura de processo ou aplicação, entre em contato com a TENCAN para uma configuração adequada.