

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



وعاء مطحنة الكرات الدوارة

جرة مطحنة دوارة من الفولاذ المقاوم للصدأ

جرة مطحنة دوارة من الفولاذ المقاوم للصدأ تستخدم على نطاق واسع لطحن المواد المعدنية وغير المعدنية. يمكن تخصيص نماذج مختلفة من الجرار المفرغة حسب متطلبات العملاء.



<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/stainless-steel-roll-mill-jar.html>



Generated at 2026-07-28 15:35:30



نظرة عامة على المنتج

جرة مطحنة دوارة من الفولاذ المقاوم للصدأ تستخدم على نطاق واسع لطحن المواد المعدنية وغير المعدنية. يمكن تخصيص نماذج مختلفة من الجرار المفرغة حسب متطلبات العملاء.








مقدمة المنتج

جرة الطحن المصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ الأسطوانية عبارة عن جرة مطحنة كروية مستخدمة على نطاق واسع وهي عبارة عن جرة طحن شائعة الاستخدام لطحن المواد المعدنية والمواد غير المعدنية. يمكن أيضاً تخصيص نماذج مختلفة من خزانات التفريغ وفقاً لمتطلبات العملاء.





المعلومات التقنية

نموذج	(القطر الخارجي (مم)	(القطر الداخلي (مم)	(الارتفاع شامل الغطاء (مم)
500ml	F88	F82	144
1000ml	F106	Φ100	172
2000ml	F131	F124	206
3000ml	F158	F152	217
5000ml	F178	F172	269
10L	Φ243	Φ233	307
15L	F271	Φ263	347

مميزات المنتج



الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.