

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



БАНКИ ДЛЯ РОЛИКОВЫХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Керамическая барабанная мельница-банка

Химически стойкая и износостойкая керамическая банка для измельчения химикатов, фармацевтики, редкоземельных и силикатных материалов.

<https://www.labballmill.com/ru/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/cetamic-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:35:34







Обзор продукта

Химически стойкая и износостойкая керамическая банка для измельчения химикатов, фармацевтики, редкоземельных и силикатных материалов.



Описание продукта

Он обладает хорошей химической стабильностью и износостойкостью и подходит для измельчения различных химических продуктов, фармацевтических продуктов, редкоземельных материалов и различных силикатных материалов.




Технические параметры

модель	Диаметр (мм)	Высота, включая крышку (мм)	Высота плеч (мм)
5L	Φ220	260	Около 220
10L	Φ260	320	Около 260
15L	Φ300	360	Около 280
20L	Φ300	400	Около 300

Особенности продукта

1. Обтекаемая конструкция резервуара идеально унифицирована с шаровой мельницей.
2. Стенки резервуара очень толстые, износостойкие и прочные.
3. Экономичный и экономичный.
4. Широкий спектр применения.



Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.