

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



롤러 볼 밀 용기

## 롤러 세라믹 볼밀 용기

우수한 화학적 안정성과 내마모성을 지닌 롤러 세라믹 볼밀 용기입니다. 화학, 의약, 희토류, 규산염 등 다양한 재료의 분쇄에 적합하며, 내구성이 뛰어나 장기간 사용 가능합니다.

<https://www.labballmill.com/ko/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/cetamic-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:35:40







## 제품 개요

우수한 화학적 안정성과 내마모성을 지닌 롤러 세라믹 볼밀 용기입니다. 화학, 의약, 회토류, 규산염 등 다양한 재료의 분쇄에 적합하며, 내구성이 뛰어나 장기간 사용 가능합니다.



## 제품 소개

화학적 안정성과 내마모성이 우수하며 각종 화학제품, 의약품, 회토류 물질, 각종 규산염 물질의 분쇄에 적합합니다.






## 기술적인 매개변수

| 모델  | 직경(mm) | 커버 포함 높이(mm) | 어깨 높이(mm) |
|-----|--------|--------------|-----------|
| 5L  | Φ220   | 260          | 약 220     |
| 10L | Φ260   | 320          | 약 260     |
| 15L | Φ300   | 360          | 약 280     |
| 20L | Φ300   | 400          | 약 300     |

## 제품 특징

1. 탱크 유선형 디자인은 볼밀과 완벽하게 통합됩니다.
2. 탱크 벽은 매우 두껍고 내마모성이 뛰어나며 내구성이 뛰어납니다.
3. 경제적이고 비용 효율적입니다.
4. 적용 범위가 넓습니다.



## 액세서리 및 맞춤 제작

### 액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

### 맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.