

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



WALZEN-KUGELMÜHLENGLAS

Keramik-Mahlbecher für Trommelmühle

Chemisch beständig, verschleißfest. Ideal zum Mahlen von Chemikalien, Pharmazeutika, Seltenerden, Silikaten.

<https://www.labballmill.com/de/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/cetamic-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:35:43







Produktübersicht

Chemisch beständig, verschleißfest. Ideal zum Mahlen von Chemikalien, Pharmazeutika, Seltenerden, Silikaten.



Produkteinführung

Es weist eine gute chemische Stabilität und Verschleißfestigkeit auf und eignet sich zum Zerkleinern verschiedener chemischer Produkte, pharmazeutischer Produkte, Seltenerdmaterialien und verschiedener Silikatmaterialien.




Technische Parameter

Modell	Durchmesser (mm)	Höhe inklusive Abdeckung (mm)	Schulterhöhe (mm)
5L	Φ220	260	Etwa 220
10L	Φ260	320	Etwa 260
15L	Φ300	360	Etwa 280
20L	Φ300	400	Etwa 300

Produktmerkmale

1. Das stromlinienförmige Design des Tanks ist perfekt auf die Kugelmühle abgestimmt.
2. Die Tankwand ist superdick, verschleißfest und langlebig.
3. Wirtschaftlich und kostengünstig.
4. Breites Anwendungsspektrum.



Zubehör und Anpassung

Zubehör

Mahlbecher, Heizelemente, Probenhalter, Steuermodule und weiteres passendes Zubehör können entsprechend der Produktkonfiguration ausgewählt werden.

Anpassung

Für Spannung, Kapazität, Kammergröße, Prozesstemperatur oder Anwendungsanforderungen kontaktieren Sie bitte TENCAN für eine passende Konfiguration.