

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



TARROS DE MOLINO DE BOLAS DE RODILLOS

Jarra de molino de rodillos de cerámica

Buena estabilidad química y resistencia al desgaste. Ideal para triturar productos químicos, farmacéuticos, tierras raras y silicatos.

<https://www.labballmill.com/es/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/cetamic-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:35:45







Descripción general del producto

Buena estabilidad química y resistencia al desgaste. Ideal para triturar productos químicos, farmacéuticos, tierras raras y silicatos.



Introducción del producto

Tiene buena estabilidad química y resistencia al desgaste y es adecuado para triturar diversos productos químicos, productos farmacéuticos, materiales de tierras raras y diversos materiales de silicato.




Parámetros técnicos

modelo	Diámetro (mm)	Alto incluyendo tapa (mm)	Altura del hombro (mm)
5L	Φ220	260	Alrededor de 220
10L	Φ260	320	Alrededor de 260
15L	Φ300	360	Alrededor de 280
20L	Φ300	400	Alrededor de 300

Características del producto

1. El diseño aerodinámico del tanque está perfectamente unificado con el molino de bolas.
2. La pared del tanque es súper gruesa, resistente al desgaste y duradera.
3. Económico y rentable.
4. Amplia gama de aplicaciones.



Accesorios y personalización

Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.