

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



BÌNH NGHIỆN BI LĂN

Lọ nghiền bi gốm sứ dạng lăn

Lọ nghiền bi gốm sứ dạng lăn có độ ổn định hóa học và chịu mài mòn tốt, thích hợp nghiền các sản phẩm hóa chất, dược phẩm, đất hiếm và vật liệu silicat.

<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/cetamic-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:35:48







Tổng quan sản phẩm

Lọ nghiền bi gồm sứ dạng lăn có độ ổn định hóa học và chịu mài mòn tốt, thích hợp nghiền các sản phẩm hóa chất, dược phẩm, đất hiếm và vật liệu silicat.



Giới thiệu sản phẩm

Nó có độ ổn định hóa học tốt và chống mài mòn, thích hợp để nghiền các sản phẩm hóa học, dược phẩm, vật liệu đất hiếm và các vật liệu silicat khác nhau.




Thông số kỹ thuật

người mẫu	Đường kính (mm)	Chiều cao bao gồm cả nắp (mm)	Chiều cao vai (mm)
5L	Φ220	260	Khoảng 220
10L	Φ260	320	Khoảng 260
15L	Φ300	360	Khoảng 280
20L	Φ300	400	Khoảng 300

Tính năng sản phẩm

1. Thiết kế hợp lý của bể được thống nhất hoàn hảo với máy nghiền bi.
2. Thành bể siêu dày, chống mài mòn và bền.
3. Tiết kiệm và tiết kiệm chi phí.
4. Phạm vi ứng dụng rộng rãi.



Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.