

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



POTS DE BROYEUR À ROULEAUX

Jarre de broyeur à rouleaux en céramique

Broyage de produits chimiques, pharmaceutiques et silicates. Stabilité chimique et résistance à l'usure.

<https://www.labballmill.com/fr/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/cetamic-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:35:51







Présentation du produit

Broyage de produits chimiques, pharmaceutiques et silicates. Stabilité chimique et résistance à l'usure.



Présentation du produit

Il a une bonne stabilité chimique et une bonne résistance à l'usure et convient au broyage de divers produits chimiques, produits pharmaceutiques, matériaux de terres rares et divers matériaux silicatés.




Paramètres techniques

modèle	Diamètre (mm)	Hauteur avec couvercle (mm)	Hauteur d'épaule (mm)
5L	Φ220	260	Vers 220
10L	Φ260	320	Environ 260
15L	Φ300	360	Environ 280
20L	Φ300	400	Environ 300

Caractéristiques du produit

1. La conception simplifiée du réservoir est parfaitement unifiée avec le broyeur à boulets.
2. La paroi du réservoir est super épaisse, résistante à l'usure et durable.
3. Économique et rentable.
4. Large gamme d'applications.



Accessoires et personnalisation

Accessoires

Les bols de broyage, éléments chauffants, porte-échantillons, modules de commande et autres accessoires compatibles peuvent être sélectionnés selon la configuration du produit.

Personnalisation

Pour les exigences de tension, capacité, taille de chambre, température de procédé ou application, veuillez contacter TENCAN pour une configuration adaptée.