

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



وعاء مطحنة الكرات الدوارة

جرة مطحنة أسطوانية من السيراميك

ثبات كيميائي ومقاومة تآكل عالية، مناسبة لطحن المواد الكيميائية والصيدلانية والأتربة النادرة والسيليكات.

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/cetamic-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:35:56



نظرة عامة على المنتج

ثبات كيميائي ومقاومة تآكل عالية، مناسبة لطحن المواد الكيميائية والصيدلانية والأتربة النادرة والسيليكات.



مقدمة المنتج

إنها تتمتع بثبات كيميائي جيد ومقاومة للتآكل ومناسبة لسحق المنتجات الكيميائية المختلفة والمنتجات الصيدلانية والمواد الأرضية النادرة ومواد السيليكا المختلفة.



المعلومات التقنية

نموذج	(القطر (مم)	(الارتفاع شاملاً الغطاء (مم)	(ارتفاع الكنف (مم)
5L	Φ220	260	حوالي 220
10L	Φ260	320	حوالي 260
15L	Φ300	360	حوالي 280
20L	Φ300	400	حوالي 300

مميزات المنتج

1. التصميم الانسيابي للخزان موحد تماماً مع المطحنة الكروية.
2. جدار الخزان سميك للغاية، مقاوم للاهتراء ومتين.
3. اقتصادية وفعالة من حيث التكلفة.
4. مجموعة واسعة من التطبيقات.



الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السرعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.