

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



БАНКИ ДЛЯ РОЛИКОВЫХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

ПТФЭ барабанная шаровая мельница

ПТФЭ-барабан для шаровой мельницы: антипригарное покрытие, устойчивость к кислотам/щелочам, высокая термостойкость, низкое трение.

<https://www.labballmill.com/ru/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/ptfe-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:36:03



Обзор продукта


ПТФЭ-барабан для шаровой мельницы: антипригарное покрытие, устойчивость к кислотам/щелочам, высокая термостойкость, низкое трение.





Описание продукта

ПТФЭ имеет характеристики «антипригарного покрытия» или «легко очищаемого материала». Он устойчив к кислотам и щелочам и плохо растворяется во многих растворителях. В то же время он обладает характеристиками высокой термостойкости и чрезвычайно низким коэффициентом трения.



Технические параметры

модель	Внешний диаметр (мм)	Внутренний диаметр (мм)	Высота, включая крышку (мм)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

Особенности продукта

1. Весь корпус изготовлен из отборного высококачественного политетрафторэтилена, который обладает всеми характеристиками политетрафторэтилена, такими как коррозионная стойкость, устойчивость к высоким температурам, устойчивость к низким температурам, низкая адгезия, устойчивость к старению, чрезвычайно гладкая и нетоксичная.;
2. Весь размольный стакан изготовлен из сырья, полностью бесшовный и без зазоров, что позволяет избежать несчастных случаев, таких как утечка и растрескивание. ;
3. Профессионально разработанная форма идеально соответствует роликовым шаровым мельницам, прямым продажам от производителя и высокой стоимости.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.