

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ローラーボールミル用粉砕ジャー

PTFEローラーボールミルポット

PTFE(ポリテトラフルオロエチレン)製ローラーボールミルポット。非粘着性、耐酸・耐アルカリ、耐熱性、低摩擦係数に優れ、洗浄が容易。多様な溶媒に不溶で、粉体処理に最適。

<https://www.labballmill.com/ja/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/ptfe-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:36:06



製品概要


PTFE（ポリテトラフルオロエチレン）製ローラーボールミルポット。非粘着性、耐酸・耐アルカリ、耐熱性、低摩擦係数に優れ、洗浄が容易。多様な溶媒に不溶で、粉体処理に最適。





製品紹介

PTFEは「こびりつきにくいコーティング」「お手入れが簡単な素材」という特徴を持っています。酸やアルカリに強く、多くの溶剤に溶けにくいです。同時に、高温耐性と非常に低い摩擦係数という特性を備えています。



技術的パラメータ

モデル	外径(mm)	内径(mm)	カバーを含む高さ (mm)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

製品特長

1. 本体全体は厳選された高品質のポリテトラフルオロエチレンで作られており、耐食性、高温耐性、低温耐性、低粘着性、老化防止、非常に滑らか、無毒などのポリテトラフルオロエチレンのすべての特性を備えています。;
2. 粉砕ジャー全体は原材料で作られており、完全にシームレスで隙間がなく、漏れや亀裂などの安全事故を回避します。;
3. 専門的に開発された、ローラーボールミルに完全に一致する形状、メーカー直販、高いコストパフォーマンス。

アクセサリーとカスタマイズ

アクセサリ

粉砕ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。