

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



TARROS DE MOLINO DE BOLAS DE RODILLOS

Frasco de molino de rodillos de PTFE

Recipiente de molino de rodillos de PTFE: antiadherente, resistente a ácidos, álcalis y altas temperaturas, bajo coeficiente de fricción. Fácil de limpiar.

<https://www.labballmill.com/es/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/ptfe-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:36:15



Descripción general del producto


Recipiente de molino de rodillos de PTFE: antiadherente, resistente a ácidos, álcalis y altas temperaturas, bajo coeficiente de fricción. Fácil de limpiar.





Introducción del producto

El PTFE tiene las características de "recubrimiento antiadherente" o "material de fácil limpieza". Es resistente a ácidos y álcalis y no es fácilmente soluble en muchos disolventes. Al mismo tiempo, tiene las características de resistencia a altas temperaturas y coeficiente de fricción extremadamente bajo.



Parámetros técnicos

modelo	Diámetro exterior (mm)	Diámetro interior (mm)	Alto incluyendo tapa (mm)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

Características del producto

1. Todo el cuerpo está hecho de politetrafluoroetileno seleccionado de alta calidad, que tiene todas las características del politetrafluoroetileno, como resistencia a la corrosión, resistencia a altas temperaturas, resistencia a bajas temperaturas, baja adherencia, antienviejecimiento, extremadamente suave y no tóxico.;
2. Todo el recipiente de molienda está hecho de materias primas y es completamente sin costuras y sin espacios, lo que evita accidentes de seguridad como fugas y grietas. ;
3. Desarrollado profesionalmente, la forma combina perfectamente con el molino de bolas, venta directa del fabricante y rendimiento de alto costo.

Accesorios y personalización

Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.