

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



BÌNH NGHIÊN BI LĂN

Lọ nghiền bi PTFE dạng lăn

Bình nghiền bi PTFE chống dính, dễ làm sạch, chịu axit kiềm, không tan dung môi, chịu nhiệt cao, ma sát thấp.

<https://www.labballmill.com/vi/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/ptfe-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:36:17



Tổng quan sản phẩm


Bình nghiền bi PTFE chống dính, dễ làm sạch, chịu axit kiềm, không tan dung môi, chịu nhiệt cao, ma sát thấp.





Giới thiệu sản phẩm

PTFE có đặc tính là "lớp phủ chống dính" hay "vật liệu dễ lau chùi". Nó có khả năng kháng axit và kiềm và không dễ hòa tan trong nhiều dung môi. Đồng thời, nó có đặc tính chịu nhiệt độ cao và hệ số ma sát cực thấp.



Thông số kỹ thuật

người mẫu	Đường kính ngoài (mm)	Đường kính trong (mm)	Chiều cao bao gồm cả nắp (mm)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

Tính năng sản phẩm

1. Toàn bộ thân máy được làm bằng polytetrafluoroethylene chất lượng cao được chọn lọc, có tất cả các đặc tính của polytetrafluoroethylene như chống ăn mòn, chịu nhiệt độ cao, chịu nhiệt độ thấp, độ bám dính thấp, chống lão hóa, cực kỳ mịn và không độc hại.;
2. Toàn bộ cối nghiền được làm bằng nguyên liệu thô, hoàn toàn liền mạch, không có khe hở, tránh các tai nạn an toàn như rò rỉ, nứt vỡ. ;
3. Được phát triển chuyên nghiệp, hình dạng hoàn toàn phù hợp với máy nghiền bi lăn, bán hàng trực tiếp từ nhà sản xuất và hiệu suất chi phí cao.

Phụ kiện và tùy chỉnh

Phụ kiện

Bình nghiền, bộ phận gia nhiệt, giá đỡ mẫu, mô-đun điều khiển và các phụ kiện phù hợp khác có thể được chọn theo cấu hình sản phẩm.

Tùy chỉnh

Về điện áp, công suất, kích thước buồng, nhiệt độ quy trình hoặc yêu cầu ứng dụng, vui lòng liên hệ TENCAN để có cấu hình phù hợp.