

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



POTS DE BROYEUR À ROULEAUX

Bocal de broyeur à rouleaux en PTFE

Bocal de broyeur PTFE : antiadhésif, résistant aux acides et bases, haute température, faible friction.

<https://www.labballmill.com/fr/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/ptfe-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:36:20



Présentation du produit


Bocal de broyeur PTFE : antiadhésif, résistant aux acides et bases, haute température, faible friction.





Présentation du produit

Le PTFE présente les caractéristiques d'un « revêtement antiadhésif » ou d'un « matériau facile à nettoyer ». Il est résistant aux acides et aux alcalis et n'est pas facilement soluble dans de nombreux solvants. En même temps, il présente les caractéristiques d'une résistance à haute température et d'un coefficient de frottement extrêmement faible.



Paramètres techniques

modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Hauteur avec couvercle (mm)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

Caractéristiques du produit

1. L'ensemble du corps est constitué de polytétrafluoroéthylène sélectionné de haute qualité, qui présente toutes les caractéristiques du polytétrafluoroéthylène telles que la résistance à la corrosion, la résistance aux hautes températures, la résistance aux basses températures, la faible adhérence, l'anti-vieillessement, extrêmement lisse et non toxique.;
2. L'ensemble du pot de broyage est composé de matières premières et est complètement sans couture et sans espaces, évitant ainsi les accidents de sécurité tels que les fuites et les fissures. ;
3. Développée professionnellement, la forme correspond parfaitement au broyeur à boulets, aux ventes directes du fabricant et aux performances élevées.

Accessoires et personnalisation

Accessoires

Les bols de broyage, éléments chauffants, porte-échantillons, modules de commande et autres accessoires compatibles peuvent être sélectionnés selon la configuration du produit.

Personnalisation

Pour les exigences de tension, capacité, taille de chambre, température de procédé ou application, veuillez contacter TENCAN pour une configuration adaptée.