

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



وعاء مطحنة الكرات الدوارة

PTFE جرة مطحنة دوارة من

غير لاصقة، سهولة التنظيف، مقاومة للأحماض والقلويات، غير قابلة للذوبان في PTFE جرة مطحنة دوارة من المذيبات، مقاومة للحرارة العالية، معامل احتكاك منخفض.

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/ptfe-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:36:25



نظرة عامة على المنتج

غير لاصقة، سهلة التنظيف، مقاومة للأحماض والقلويات، غير قابلة للذوبان في المذيبات، PTFE جرة مطحنة دوارة من مقاومة للحرارة العالية، معامل احتكاك منخفض.





مقدمة المنتج

بخصائص "الطلاء غير اللاصق" أو "المواد سهلة التنظيف". إنه مقاوم للأحماض والقلويات ولا يذوب بسهولة في العديد PTFE يتميز من المذيبات. وفي الوقت نفسه، يتميز بخصائص مقاومة درجات الحرارة العالية ومعامل الاحتكاك المنخفض للغاية.



المعلومات التقنية

نموذج	(القطر الخارجي (مم)	(القطر الداخلي (مم)	(الارتفاع شاملاً الغطاء (مم)
500ml	F108	F88	F137
1000ml	F128	F108	F179
1500ml	F128	F108	Φ202
2000ml	F158	F134	F207
3000ml	F178	F154	Φ237
5000ml	F197	F173	Φ282
10L	Φ249	Φ214	F328
15L	F298	Φ266	Φ340
20L	F298	Φ262	F451

مميزات المنتج

1. الجسم كله مصنوع من مادة البولي تترافلوروايثيلين عالية الجودة المختارة، والتي تتميز بجميع خصائص البولي تترافلوروايثيلين. مثل مقاومة التآكل، ومقاومة درجات الحرارة العالية، ومقاومة درجات الحرارة المنخفضة، والالتصاق المنخفض، ومكافحة الشخوخة، وناعمة للغاية، وغير سامة.
2. وعاء الطحن بالكامل مصنوع من مواد خام وهو سلس تماماً وبدون فجوات، لتجنب حوادث السلامة مثل التسرب والتشقق.
3. تم تطويره بشكل احترافي، ويتوافق الشكل تماماً مع مطحنة الكرات الدوارة، والمبيعات المباشرة من الشركة المصنعة، وأداء التكلفة العالية.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.