

Professional  
Powder Equipment  
Manufacturer



Powder  
Equipment



Milling  
Technology



Powder  
Materials

# TENCAN

## Product Brochure



TARROS DE MOLINO DE BOLAS DE RODILLOS

## Jarra de molino de rodillos de poliuretano

Jarra de molino de rodillos de poliuretano de alta resistencia al desgaste y corrosión. Ideal para molienda de materiales en laboratorios e industrias.

<https://www.labballmill.com/es/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/pu-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:36:46



## Descripción general del producto



Jarra de molino de rodillos de poliuretano de alta resistencia al desgaste y corrosión.  
Ideal para molienda de materiales en laboratorios e industrias.






## Introducción del producto

El nombre completo del poliuretano es poliuretano, que es un término general para compuestos macromoleculares que contienen grupos uretano repetidos en la cadena principal. Los campos de aplicación de sus productos incluyen automóviles, electrónica, construcción, industria ligera, aeroespacial, textiles, etc. Es un nuevo tipo de material polimérico orgánico.





## Parámetros técnicos

| modelo | Diámetro exterior (mm) | Diámetro interior (mm) | Alto incluyendo tapa (mm) |
|--------|------------------------|------------------------|---------------------------|
| 100ml  | F68                    | F53                    | 69                        |
| 250ml  | F98                    | F74                    | 90                        |
| 500ml  | F106                   | F87                    | 104                       |
| 1L     | F132                   | Φ105                   | 135                       |
| 1.5L   | F132                   | F116                   | 161                       |
| 3L     | F159                   | F139                   | 223                       |
| 5L     | F192                   | F168                   | 251                       |
| 10L    | Φ243                   | Φ219                   | 286                       |

## Características del producto

1. Sin rayones, buena resistencia al desgaste, sin ruido. Larga vida útil y costes reducidos ;
2. Alta resistencia mecánica, buena elasticidad y buenas propiedades de recuperación. ;
3. Resistencia a temperaturas desde menos 20 grados hasta altas temperaturas de 120 grados. ;
4. Buena resistencia al aceite, antienviejecimiento, buena resistencia a la intemperie, vida útil de 15 a 20 años. ;
5. Sin contaminación, no tóxico e insípido.

## Accesorios y personalización

### Accesorios

Los frascos de molienda, elementos calefactores, soportes de muestras, módulos de control y otros accesorios compatibles se pueden seleccionar según la configuración del producto.

### Personalización

Para requisitos de voltaje, capacidad, tamaño de cámara, temperatura de proceso o aplicación, contacte con TENCAN para una configuración adecuada.