

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



POTS DE BROYEUR À ROULEAUX

Bocal de broyeur à rouleaux en polyuréthane

Bocal de broyeur à rouleaux en polyuréthane, résistant à l'usure et à la corrosion, idéal pour le broyage de poudres fines.

<https://www.labballmill.com/fr/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/pu-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:36:52



Présentation du produit



Bocal de broyeur à rouleaux en polyuréthane, résistant à l'usure et à la corrosion, idéal pour le broyage de poudres fines.






Présentation du produit

Le nom complet du polyuréthane est polyuréthane, terme général désignant les composés macromoléculaires contenant des groupes uréthane répétitifs sur la chaîne principale. Ses domaines d'application de produits comprennent l'automobile, l'électronique, la construction, l'industrie légère, l'aérospatiale, le textile, etc. Il s'agit d'un nouveau type de matériau polymère organique.





Paramètres techniques

modèle	Diamètre extérieur (mm)	Diamètre intérieur (mm)	Hauteur avec couvercle (mm)
100ml	F68	F53	69
250ml	F98	F74	90
500ml	F106	F87	104
1L	F132	Φ105	135
1.5L	F132	F116	161
3L	F159	F139	223
5L	F192	F168	251
10L	Φ243	Φ219	286

Caractéristiques du produit

1. Pas de rayures, bonne résistance à l'usure, pas de bruit. Longue durée de vie et coûts réduits ;
2. Haute résistance mécanique, bonne élasticité et bonnes propriétés de récupération ;
3. Résistance à la température de moins 20 degrés à haute température 120 degrés ;
4. Bonne résistance à l'huile, anti-vieillesse, bonne résistance aux intempéries, durée de vie de 15 à 20 ans ;
5. Aucune pollution, non toxique et sans goût.

Accessoires et personnalisation

Accessoires

Les bols de broyage, éléments chauffants, porte-échantillons, modules de commande et autres accessoires compatibles peuvent être sélectionnés selon la configuration du produit.

Personnalisation

Pour les exigences de tension, capacité, taille de chambre, température de procédé ou application, veuillez contacter TENCAN pour une configuration adaptée.