

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



وعاء مطحنة الكرات الدوارة

جرة مطحنة كروية دوارة من البولي يوريثان

جرة مطحنة كروية دوارة من البولي يوريثان عالي المقاومة للتآكل والمواد الكيميائية، مثالية للطحن في المختبرات والصناعات الدقيقة.

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:36:59



نظرة عامة على المنتج

جرة مطحنة كروية دوارة من البولي يوريثان عالي المقاومة للتآكل والمواد الكيميائية، مثالية للطحن في المختبرات والصناعات الدقيقة.






مقدمة المنتج

الاسم الكامل للبولى يوريثين هو البولى يوريثين، وهو مصطلح عام للمركبات الجزيئية التي تحتوي على مجموعات يوريثان متكررة على السلسلة الرئيسية. تشمل مجالات تطبيق منتجاتها السيارات، والإلكترونيات، والبناء، والصناعات الخفيفة، والفضاء، والمنسوجات، وما إلى ذلك. وهو نوع جديد من مادة البولىمر العضوية.





المعلومات التقنية

نموذج	(القطر الخارجي (مم)	(القطر الداخلي (مم)	(الارتفاع شاملاً الغطاء (مم)
100ml	F68	F53	69
250ml	F98	F74	90
500ml	F106	F87	104
1L	F132	Φ105	135
1.5L	F132	F116	161
3L	F159	F139	223
5L	F192	F168	251
10L	Φ243	Φ219	286

مميزات المنتج

- لا توجد خدوش، مقاومة جيدة للتآكل، لا ضوضاء. عمر خدمة طويل وتكاليف منخفضة ;
- قوة ميكانيكية عالية، مرونة جيدة وخصائص انتعاش جيدة ;
- مقاومة درجات الحرارة من -20 درجة إلى درجة حرارة عالية 120 درجة ;
- مقاومة جيدة للزيت، مقاومة للشيخوخة، مقاومة جيدة للطقس، عمر خدمة من 15 إلى 20 عاماً ;
- لا تلوث، غير سامة ولا طعم له.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.