

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



БАНКИ ДЛЯ РОЛИКОВЫХ ШАРОВЫХ МЕЛЬНИЦ

Корундовая банка для роликовой мельницы

Корундовая банка для роликовой мельницы: твердость, износостойкость, для тонкого помола с циркониевыми шарами.

<https://www.labballmill.com/ru/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/corundum-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:37:05






Обзор продукта

Корундовая банка для роликовой мельницы: твердость, износостойкость, для тонкого помола с циркониевыми шарами.



Описание продукта

Корунд, название которого пришло из Индии, является минералогическим названием. По твердости корунд уступает только алмазу. Корунд в основном используется для изготовления высококачественных абразивных материалов. Корундовые баночки и циркониевые шарики – классическое износостойкое сочетание. Кроме того, нам необходимо напомнить нашим дорогим клиентам, что корундовая банка хоть и обладает сильной твердостью, но она также хрупкая. Пожалуйста, не допускайте его падения на землю и ударов высокой интенсивности во время использования, чтобы он не сломался. Вакуумные резервуары из различных материалов и моделей могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.



Технические параметры

модель	Внешний диаметр (мм)	Без учета высоты крышки (мм)	Высота, включая крышку (мм)	Справочная масса (кг)
500ml	100	120	129	1.349
1L	142	150	160	2.757
1.5L	146	170	177	2.951
2L	152	189	197	4.039
3L	180	219	229	5.778
5L	203	257	267	7.968
10L	246	334	344	12.317

Особенности продукта

Высокая термостойкость, коррозионная стойкость, высокая прочность и т. д.

Аксессуары и индивидуальная настройка

Аксессуары

Размольные стаканы, нагревательные элементы, держатели образцов, модули управления и другие совместимые аксессуары могут быть выбраны в соответствии с конфигурацией продукта.

Индивидуальная настройка

По вопросам напряжения, емкости, размера камеры, технологической температуры или требований применения свяжитесь с TENCAN для подбора подходящей конфигурации.