

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



ローラーボールミル用粉砕ジャー

コランダムローラーボールミルポット

コランダムはダイヤモンドに次ぐ硬度で、高級研磨材に最適です。コランダム罐とジルコニアボールの組み合わせは、耐摩耗性に優れた定番の組み合わせで、ローラーボールミルに最適です。

<https://www.labballmill.com/ja/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/corundum-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:37:08






製品概要

コランダムはダイヤモンドに次ぐ硬度で、高級研磨材に最適です。コランダム罐とジルコニアボールの組み合わせは、耐摩耗性に優れた定番の組み合わせで、ローラーボールミルに最適です。



製品紹介

コランダムの名前の由来はインドで、鉱物学上の名前です。コランダムの硬度はダイヤモンドに次ぎます。コランダムは主に高級研磨材として使用されます。コランダムの瓶とジルコニアのボールは、古典的な耐摩耗性の組み合わせです。さらに、コランダムの瓶は強い硬度を持っていますが、同時に壊れやすいということを親愛なるお客様に思い出していただく必要があります。破損を防ぐため、使用中に地面への落下や強い衝撃を与えないようにしてください。様々な材質、型式の真空タンクをお客様のご要望に応じてカスタマイズ可能です。



技術的パラメータ

モデル	外径(mm)	カバー高さ含まず(mm)	カバーを含む高さ (mm)	参考重量(kg)
500ml	100	120	129	1.349
1L	142	150	160	2.757
1.5L	146	170	177	2.951
2L	152	189	197	4.039
3L	180	219	229	5.778
5L	203	257	267	7.968
10L	246	334	344	12.317

製品特長

高温耐性、耐食性、高強度など。

アクセサリとカスタマイズ

アクセサリ

粉碎ジャー、加熱素子、サンプルホルダー、制御モジュールなどの対応アクセサリは、製品構成に応じて選択できます。

カスタマイズ

電圧、容量、チャンバーサイズ、プロセス温度、用途要件については、適切な構成をご提案するためにTENCANまでお問い合わせください。