

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



롤러 볼 밀 용기

커런덤 롤밀 자

커런덤은 인도에서 유래한 광물로 다이아몬드 다음으로 단단합니다. 고급 연삭 재료로 사용되는 커런덤 자와 지르코니아 볼의 조합은 내마모성이 뛰어난 클래식한 페어링입니다.

<https://www.labballmill.com/ko/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/corundum-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:37:12






제품 개요

커런덤은 인도에서 유래한 광물로 다이아몬드 다음으로 단단합니다. 고급 연삭 재료로 사용되는 커런덤자와 지르코니아 볼의 조합은 내마모성이 뛰어난 클래식한 페어링입니다.



제품 소개

인도에서 유래된 이름인 커런덤(Corundum)은 광물학 명칭이다. 커런덤의 경도는 다이아몬드 다음으로 높습니다. 커런덤은 주로 고급 연마재에 사용됩니다. 커런덤 병과 지르코니아 볼은 고전적인 내마모성 조합입니다. 또한 강옥병은 경도가 강하지만 깨지기 쉽다는 점을 고객 여러분께 상기시켜 드리고자 합니다. 파손을 방지하기 위해 사용 중 땅에 떨어지거나 고강도 충격을 가하지 않도록 주의하세요. 다양한 재질과 모델의 진공탱크를 고객 요구사항에 따라 맞춤 제작할 수 있습니다.



기술적인 매개변수

모델	외경(mm)	커버 높이 제외(mm)	커버 포함 높이(mm)	참고중량(kg)
500ml	100	120	129	1.349
1L	142	150	160	2.757
1.5L	146	170	177	2.951
2L	152	189	197	4.039
3L	180	219	229	5.778
5L	203	257	267	7.968
10L	246	334	344	12.317

제품 특징

고온 저항, 내식성, 고강도 등

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서리는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.