

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



POTS DE BROYEUR À ROULEAUX

Bocal de broyeur à rouleaux en corindon

Bocal de broyeur à rouleaux en corindon : dureté élevée, résistant à l'usure. Associé à des billes de zircone, il forme un duo classique pour le broyage de précision.

<https://www.labballmill.com/fr/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/corundum-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:37:24






Présentation du produit

Bocal de broyeur à rouleaux en corindon : dureté élevée, résistant à l'usure. Associé à des billes de zircone, il forme un duo classique pour le broyage de précision.



Présentation du produit

Le corindon, dont le nom vient de l'Inde, est un nom minéralogique. La dureté du corindon est juste derrière le diamant. Le corindon est principalement utilisé pour les matériaux abrasifs de haute qualité. Les pots en corindon et les boules de zircone sont une combinaison classique résistante à l'usure. De plus, nous devons rappeler à nos chers clients que bien que le pot en corindon ait une forte dureté, il est également fragile. Veuillez éviter qu'il ne tombe au sol et qu'il ne soit soumis à un impact de haute intensité pendant l'utilisation pour éviter qu'il ne se brise. Les réservoirs à vide de différents matériaux et modèles peuvent être personnalisés selon les exigences du client.



Paramètres techniques

modèle	Diamètre extérieur (mm)	Hors hauteur du couvercle (mm)	Hauteur avec couvercle (mm)	Poids de référence (kg)
500ml	100	120	129	1.349
1L	142	150	160	2.757
1.5L	146	170	177	2.951
2L	152	189	197	4.039
3L	180	219	229	5.778
5L	203	257	267	7.968
10L	246	334	344	12.317

Caractéristiques du produit

Résistance aux températures élevées, résistance à la corrosion, haute résistance, etc.

Accessoires et personnalisation

Accessoires

Les bols de broyage, éléments chauffants, porte-échantillons, modules de commande et autres accessoires compatibles peuvent être sélectionnés selon la configuration du produit.

Personnalisation

Pour les exigences de tension, capacité, taille de chambre, température de procédé ou application, veuillez contacter TENCAN pour une configuration adaptée.