

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



وعاء مطحنة الكرات الدوارة

جرة مطحنة كروية دوارة من الكوراندوم

.جرة طحن كروية دوارة من الكوراندوم شديد الصلابة، مثالية للطحن الدقيق ومقاومة التآكل مع كرات الزركونيا

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/roller-ball-mill-jar/corundum-roll-mill-jar.html>

Generated at 2026-07-28 15:37:32






نظرة عامة على المنتج

.جرة طحن كروية دوارة من الكوراندوم شديد الصلابة، مثالية للطحن الدقيق ومقاومة التآكل مع كرات الزركونيا



مقدمة المنتج

أكسيد الألمونيوم، الذي نشأ اسمه من الهند، هو اسم علم المعادن. صلابة أكسيد الألمونيوم تأتي في المرتبة الثانية بعد الماس. يستخدم أكسيد الألمونيوم بشكل رئيسي للمواد الكاشطة عالية الجودة. الجرار أكسيد الألمونيوم وكرات الزركونيا هي مزيج كلاسيكي مقاوم للاهتراء. بالإضافة إلى ذلك، نحتاج إلى تذكير عملائنا الأعزاء بأنه على الرغم من أن وعاء أكسيد الألمونيوم يتمتع بصلابة قوية، إلا أنه هش أيضاً. يرجى منعه من السقوط على الأرض والتأثير عالي الكثافة أثناء الاستخدام لمنعه من الكسر. يمكن تخصيص خزانات التفريغ بمواد ونماذج مختلفة وفقاً لمتطلبات العملاء.



المعلومات التقنية

نموذج	(القطر الخارجي (مم)	(باستثناء ارتفاع الغطاء (مم)	(الارتفاع شاملاً الغطاء (مم)	(الوزن المرجعي (كجم)
500ml	100	120	129	1.349
1L	142	150	160	2.757
1.5L	146	170	177	2.951
2L	152	189	197	4.039
3L	180	219	229	5.778
5L	203	257	267	7.968
10L	246	334	344	12.317

مميزات المنتج

مقاومة درجات الحرارة العالية، مقاومة التآكل، قوة عالية، إلخ.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وجوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.