

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



وسائط طحن مطحنة الكرة

كرة طحن من الفولاذ المقاوم للصدأ 304

كرة طحن من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 تستخدم في طواحين الكواكب والطواحين الدوارة والخلطة والاهتزازية لطحن وتشتيت المواد بدقة عالية.

<https://www.labballmill.com/ar/products/grinding-series/ball-mill-media/304-stainless-steel-grinding-ball.html>

Generated at 2026-07-28 15:38:05



نظرة عامة على المنتج

كرة طحن من الفولاذ المقاوم للصدأ 304 تستخدم في طواحين الكواكب والطواحين الدوارة والخلاطة والاهتزازية لطحن وتشتيت المواد بدقة عالية.



مقدمة المنتج

تُستخدم كرات الفولاذ المقاوم للصدأ 304 بشكل شائع في مطاحن الكرات الكوكبية، ومطاحن الكرات الطبلية، ومطاحن الكرات التحريك، ومطاحن الكرات الاهتزازية ومطاحن الكرات الأخرى لطحن المواد وتشتيتها بدقة.







المعلومات التقنية

القطر: $\Phi 1\text{mm}-\Phi 30\text{mm}$

المكونات الرئيسية: سبائك الحديد، الكروم، النيكل

الكثافة (جم/سم³): ≈ 7.9

صلابة: متوسطة إلى منخفضة HRC 20-30

مقاومة التآكل (معدل التآكل): بشكل عام، في حدود 10-40 جم/ساعة

Fe, Ni, Cr خطر التلوث: عالية وسهلة لإدخال أيونات

مجالات التطبيق الرئيسية: المواد ذات متطلبات النقاء المنخفضة، مثل المواد الخام الكيميائية، والحشوات، وتلميع الأتربة النادرة، وما إلى ذلك.

المعلومات المذكورة أعلاه هي للإشارة فقط. تخضع المعلومات المحددة للظروف الفعلية أو يمكن تخصيص المعلومات المخصصة *
وفقاً للمتطلبات الخاصة

مميزات المنتج

1. $HRC \geq 26$ ، بشكل عام غير مغناطيسي، ولكنه سيصبح ممغنطاً بعد مروره عبر الغلاف الضوئي ويمكن إزالة مغنطته.
2. لديه خصائص جيدة مضادة للصدأ والتآكل.
3. كروية جيدة وسطح أملس.
4. مناسبة لطحن مجموعة متنوعة من المواد، والأداء العالي التكلفة.

الملحقات والتخصيص

الملحقات

يمكن اختيار أوعية الطحن وعناصر التسخين وحوامل العينات ووحدات التحكم والملحقات المتوافقة الأخرى حسب تكوين المنتج.

التخصيص

بالنسبة لمتطلبات الجهد أو السعة أو حجم الحجرة أو درجة حرارة العملية أو التطبيق، يرجى الاتصال بـ TENCAN للحصول على تكوين مناسب.