

Professional
Powder Equipment
Manufacturer



Powder
Equipment



Milling
Technology



Powder
Materials

TENCAN

Product Brochure



불밀 미디어

마노 연마볼

수입 마노를 원료로 제조된 고강도·고인성 및 고내마모성을 갖춘 마노 연마볼은 각종 불밀에 사용 가능하며, 긴 수명으로 비용을 절감하고 마모를 줄여 환경 영향을 최소화합니다.

<https://www.labballmill.com/ko/products/grinding-series/ball-mill-media/agate-ball.html>

Generated at 2026-07-28 15:38:46



제품 개요

수입 마노를 원료로 제조된 고강도·고인성 및 고내마모성을 갖춘 마노 연마볼은 각종 불밀에 사용 가능하며, 긴 수명으로 비용을 절감하고 마모를 줄여 환경 영향을 최소화합니다.



제품 소개

수입 마노로 제작되어 강도와 인성이 높을 뿐만 아니라 내마모성도 높습니다. 다양한 불 밀에 사용할 수 있으며 수명이 길고 비용을 절감할 수 있으며 생산 및 가공 중 불 마모를 줄이고 환경에 거의 영향을 미치지 않습니다.







기술적인 매개변수

지름: $\Phi 3\text{mm}-\Phi 20\text{mm}$

주요성분: 천연 SiO_2

밀도(g/cm^3): ≈ 2.65

경도: 보통, 모스 7

내마모성(마모율): 양호, 취성 높음, 취성

오염 위험: 매우 낮음, 주로 Si 불순물 도입

주요 적용분야: 금속 오염을 방지하는 실험실 분석(지질, 광업, 환경 보호), 식품, 한약 재료 및 기타 부드러운 재료.

* 위의 매개변수는 참고용입니다. 특정 매개변수는 실제 조건에 따라 달라지며, 맞춤형 매개변수는 특별한 요구 사항에 따라 맞춤화될 수 있습니다.;

제품 특징

1. 비중이 높고 강도가 높으며 파쇄효율이 높으며 가공시간을 단축할 수 있습니다.
2. 진구도가 높고 표면이 매끄럽고 직경 분포가 작으며 고정밀 제품을 분쇄 및 분산시킬 수 있습니다.
3. 고순도 원료를 사용하여 내마모성이 높고 불순물의 혼입을 줄일 수 있습니다.
4. 우수한 내마모성, 긴 수명, 마노 연삭 불을 자주 보충할 필요가 없어 생산 비용이 절감됩니다.
5. 점성이 있고 무거운 특정물체의 습식분쇄 및 분산에도 더욱 큰 위력을 발휘할 수 있습니다.
6. 믹싱불밀의 파쇄공정에 사용시 불의 녹 및 부식에 대한 걱정이 없습니다.

액세서리 및 맞춤 제작

액세서리

분쇄 용기, 가열 요소, 샘플 홀더, 제어 모듈 및 기타 호환 액세서는 제품 구성에 따라 선택할 수 있습니다.

맞춤 구성

전압, 용량, 챔버 크기, 공정 온도 또는 적용 요구 사항은 적절한 구성을 위해 TENCAN에 문의하십시오.